

POCT-Nyhedsbrev

3. kvartal, juli 2020



Forberedelse til konsulentbesøg



Efter at Frederikssund Kommune har haft et første kvalitetskontrol-besøg, er jeg nu begyndt at kontakte de resterende 7 kommuner for at få planlagt en dato for besøg.

Besøget vil tage omkring 3 timer, og det vil blive i tidsrummet 12-15.

Allerede nu må I gerne udpege to personaler, som skal undervises i den teoretiske del af veneblod-prøvetagning, som jeg står for ude hos jer. Mens jeg er på besøg, skal begge oprettes til at kunne bestille CRP-kontrol-veneprobe i rekvisitionssystemet WebReq.

De to personaler skal efterfølgende møde ind en formiddag fra 8.30-12 i ambulatoriet på Nordsjællands Hospital i Hillerød og øve praktisk blodprøvetagning med en rutineret bioanalytiker.

Jeg medbringer alt, hvad der skal bruges inklusive blødpøveglas og PTB'er, når jeg besøger jer.

På besøget vil jeg desuden kvalitetssikre blodtryksapparater, saturationsmålere og glukoseapparat(ter).

Vi ses i en af årets sidste 5 måneder.

Hilsen

Dorte Klarskov Bakke
POCT Koordinator

Tlf.: 48 29 69 05

E-mail: Dorte.Klarskov.Bakke.01@regionh.dk

Nordsjællands Hospital
Klinisk Biokemisk Afdeling
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Korrekt påsætning af strekcode



Strekoden skal sættes på glasset med cifrene tæt op mod proppen og placeres vertikalt. Den sorte fede streg, som er trykt på glasset, skal kunne ses. Strekoden skal placeres oven på glassets etikette. Når strekoden sættes oven på etiketten, kan laboratoriet se, hvor meget blod der er i glasset.

PTB



Blodprøvetagnings seddel (PTB).