

Kommunale midlertidige døgnplasser NORD

– hyppigste bestillingsnumre til prøvetagningsremedier i SAP

Link til hjemmeside med vejledning i hvordan de bestilles:

[https://www.regionh.dk/til-](https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Utensiliebestilling/Sider/Utensiliebestilling.aspx)

[fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Utensiliebestilling/Sider/Utensiliebestilling.aspx](https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/praksis/Laboratoriebetjening/Utensiliebestilling/Sider/Utensiliebestilling.aspx)

Log ind på denne måde:

- Dit log in: Brugernavn: Ydernummer, uden foranstillede 0'er. fx: 151515
- Adgangskoden: Praksis, efterfulgt af ydernummer uden foranstillede 0'er. fx: Praksis151515

Varenr.

Varebetegnelse

1442061HEH	Prøvepose til diagnostiske prøver (L)
AL-450001-S	Ekspektoratsæt m. steril sputumcontainer
40080	Fæcesrør komplet inkl.Transportrør
220245	eSWAB (hvid) med alm. podepind Bruges til podninger til diagnostik af virus, aerobe og anaerobe bakterier og svampe. Podninger til screeningsprøver f.eks. MRSA og VRE, samt Trichomonas vaginalis + Candida (vaginalpodninger). Samt andre PCR analyser Nylonbørste og Amiens transportmedie til opsamling af bakterie og svampe
	OBS eSwab (hvid) er i restordre og midlertidigt erstattet af:
229246	eSwab (grøn) med tynd podepind
364959	Urinrør til D+R til praksis (med borsyre)
20001605-A	TRANSPORTRØR Ø22 MM MED LÅG Forsendeshylster til eSWAB og urin D+R

Bestillinger af rekvisitionssedler/nødblanketter:

- Obs kan ikke bestilles i SAP men ved direkte mail til Herlev: HGH-kliniskmikrobiologi@regionh.dk